

Technologia nowej generacji: Hydrolock®

Exufiber® Ag+ jest zbudowany w Technologii Hydrolock którą charakteryzuje spójna struktura dzięki ściśle upakowanym włóknom PVA. To sprawia, że opatrunek jest zdolny do skutecznego zatrzymywania wysięku.



* Dla Exufiber® Ag+ przy narażeniu na działanie przepływu 0,6 ml/h przy ciśnieniu 40 mmHg przez okres do siedmiu dni⁸.

** Exufiber® Ag+ może być stosowany jako jeden z produktów do zarządzania biofilmem zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi⁹ [tj. oczyszczanie, usuwanie rany].

References: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file. [2018]. 2. Mölnlycke Health Care. Data on file. [2020]. 3. Chadwick P, McCordle J. Open, non-comparative, multicenter post clinical study of the performance and safety of a gelling fibre wound dressing on diabetic foot ulcers. Journal of Wound Care, 25(4): 290-300 (2014). 4. Davies P, McCarty S. An in-use product evaluation of a gelling fibre dressing in wound management. E-poster presentation at Wounds UK Conference, 2017, Harrogate, United Kingdom. 5. Smet S, Beele H, Saine L, Suys E, Henrickx B. Open, non-comparative, multicenter post market clinician follow-up investigation to evaluate performance and safety on pressure ulcers when using a gelling fibre dressing as intended. Poster Presentation at European Pressure Ulcer Advisory Panel Conference, 2015, Ghent, Belgium. 6. Gil et al. Evaluation of a Gelling fiber dressing with silver to eliminate MRSA biofilm infections and enhance the healing. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring Meeting/Wound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05 - 09, 2017, San Diego, CA, USA. 7. Davis S C, Li J, Gil J, Head C, Valdes J, Glinos G D, Solis M, Higa A, Pastar I. Preclinical evaluation of a novel silver gelling fiber dressing on Pseudomonas aeruginosa in a porcine wound infection model. Wound Rep Reg, 27: 360-365 (2019). 8. Mölnlycke Health Care. Exufiber® Ag+. Physical properties over time. Data on file. [2019]. 9. Bjarnsholt T, Eberlein T, Malone M, Schultz G. Management of wound biofilm Made Easy. London: Wounds International 2017.

Dowiedz się więcej na www.molnlycke.pl

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Obsługa Klienta: [+48] 22 350 22 80 / biuro@molnlycke.wcom.
Znaki firmowe, nazwy i logo Mölnlycke, są zarejestrowane globalnie w ramach grupy Mölnlycke Health Care Group of Companies © 2020.
Mölnlycke Health Care AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Różnica, którą Ty widzisz.



Różnica, którą czują pacjenci.



Exufiber® Ag+

Nowa generacja żelujących opatrunków



Wykaz opatrunków refundowanych - 01.01.2026		Rozmiar w cm	Kod BLOZ	Cena detaliczna	Dopłata pacjenta we wskazaniu przewlekłe owrządzenie	Dopłata pacjenta we wskazu- waniu Epidermolysis Bullosa
	Mextra® Superabsorbent Superchtonny, wielowarstwowy opatrunek o wysokiej absorpcji i retencji.	10x10	9103034	13,04	4,61	0,99
		12,5x17,5	9090698	26,07	7,82	nie dotyczy
		17,5x22,5	9090705	38,93	11,68	nie dotyczy
		10x20	9115419	22,8	6,84	nie dotyczy
	DUŻE ROZMIARY	20 x 30	9115422	62,29	18,69	nie dotyczy
		20 x 40	9115423	68,18	20,45	nie dotyczy
	Mepilex® Border Flex 5-warstwowy, wodoodporny opatrunek, wykonany w technologii Flex zapewniający wyjątkowe dopasowanie i pełną swobodę ruchu.	7,5 x 7,5	9113695	7,8	3,31	1,38
		12,5 x 12,5	9108037	19,84	7,35	2
		15 x 15	9108344	27,94	9,96	2,25
	Mepilex® Border Flex Oval	15 x 19	9108027	34,74	11,96	2,20
	Mepilex® Border Flex Lite 4-warstwowy, wodoodporny opatrunek, wykonany w technologii Flex zapewniający wyjątkowe dopasowanie i pełną swobodę ruchu.	7,5 x 7,5	9108015	7,88	3,21	1,21
		10 x 10	9108016	13,28	4,98	1,42
		15 x 15	9108017	28,46	9,78	1,78
	Mepilex® Ag Przeciwbakteryjny opatrunek z pianki poliuretanowej, ze srebrem i węglem aktywowanym z silikonową warstwą kontaktową Safetac®.	6x8,5	9070325	9,47	3,92	1,54
		12,5x12,5	9070323	26,49	9,49	2,2
		17,5x17,5	9070324	47,61	14,28	0,00
		10x21	9070322	33,73	10,88	1,08
	Mepilex® Border Ag Wodoodporny, przeciwbakteryjny wysokochłonny opatrunek z pianki poliuretanowej i superabsorbentu.	12,5x12,5	9075365	35,89	18,89	nie dotyczy
		17,5x17,5	9075366	66,96	33,63	nie dotyczy
	Mepitel® Opatrunek kontaktowy obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu Safetac®.	7,5 x 10	9110753	11,4	4,76	1,92

Wykaz opatrunków refundowanych - 01.01.2026		Rozmiar w cm	Kod BLOZ	Cena detaliczna	Dopłata pacjenta we wskazaniu przewlekłe owrządzenie	Dopłata pacjenta we wskazu- waniu Epidermolysis Bullosa
 	Mepilex® Miękki, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową Safetac®.	12,5x12,5	9071787	21,6	8,63	3,07
		10x21	9071788	27,38	9,95	2,48
		17,5x17,5	9071789	39,84	14,42	3,53
		20x50	9071792	122,88	39,87	4,3
 	Mepilex® Talon Miękki, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej na piętę lub tokieć.	13x21	9071779	30,11	9,03	0,00
 	Mepilex® EM Cienki opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową Safetac®. Idealny do ran w ostatnim stadium gojenia.	7,5x8,5	9071782	10,2	4,73	2,46
		12,5x12,5	9071784	21,6	8,63	3,07
		17,5x17,5	9071783	37,95	12,53	1,64
 	Mepilex® Transfer Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową Safetac®, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego.	15x20	9054450	54,39	21,29	7,11
		20 x 50	9091544	164	nie dotyczy	6,4
		Rozmiar w cm	Kod BLOZ	Cena detaliczna	Wysokość dopłaty pacjenta	
 	Exufiber® Ag+ Opatrunek włóknisty (technologia Hydrolock®) o bardzo dużej absorpcji i retencji z siarczanem srebra do ran głębokich oraz powierzchownych z cechami infekcji. WSKAZANIE: Rany przewlekłe z równoczesnym ubytkiem tkankowym (tj. rany głębokie) z cechami infekcji, ze średnim i dużym wysiękiem o różnej etiologii.	4,5 x 10	9108118	23,03	15,86	
		4,5 x 20	9105653	21,06	6,72	
		4,5 x 30	9096693	30,39	9,12	
		10 x 10	9096687	23,24	7,30	
		20 x 30	9108119	118,03	35,41	
		5 x 5	9096688	11,71	7,73	
		2 x 45	9096689	21,06	6,72	
		15 x 15	9098634	48,25	14,48	

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2026 r.